


Phospho-Hdac4-S246/Hdac5-S259/Hdac9-S220 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Artikelnummer: CM0000428



Einführung

Phospho-spezifischer, polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von HDAC4 (S246), HDAC5 (S259) und HDAC9 (S220) für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Chromatinregulations- und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Phospho-HDAC4-S246/HDAC5-S259/HDAC9-S220
Spezies	Human
GeneID (human)	9759/10014/9734
GeneID	9759/10014/9734
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Bereich um S246 von humanem HDAC4 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Proteingewicht	57-65kDa/97-122kDa
Versand	Eisbeutel