


Phospho-Hdac4-S632 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56524

Artikelnummer: CM0001615



Einführung

Der Phospho-HDAC4-S632 Kaninchen-mAb ist ein phosphospezifischer Antikörper, der für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen entwickelt wurde. Er erkennt humanes HDAC4, das an Serin 632 phosphoryliert ist, und unterstützt die Forschung in den Bereichen Epigenetik und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC4-S632 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Spezies	Human
GeneID	9759
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S632 von humanem Phospho-HDAC4-S632 (NP_006028.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P56524
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Eisbeutel