


Phospho-Hdac4-S632 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P56524

Artikelnummer: CM0000786



Einführung

Der Phospho-HDAC4-S632 Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt endogene Spiegel von HDAC4, das an Serin 632 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot bei menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Chromatin- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC4-S632 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; Phospho-HDAC4-S632
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9759
GenID	9759
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56524
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel