

Phospho-Hdac5-S498 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uql6

Artikelnummer: CM0001466



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes HDAC5 (S498) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und rattem HDAC5. Geeignet für Forschung zu epigenetischer Regulation, Chromatin-Remodelling und transkriptioneller Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC5-S498 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HD5, NY-CO-9, Phospho-HDAC5-S498
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10014
Gen-ID	10014
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S498 von humanem HDAC5 (NP_005465.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQL6
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel