


Phospho-Hdac8-S39 Kaninchen Pab - Q9By41

Artikelnummer: CM0000900



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen HDAC8 an Ser39. Validiert für IF/ICC an humanen Proben; detektiert Histon-Deacetylase 8, die am Chromatin-Remodeling und der Transkriptionsrepression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HDAC8-S39 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; Phospho-HDAC8-S39
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	55869
Gen-ID	55869
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Regionen um S39 des humanen HDAC8 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BY41
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel