


Phospho-Her2/ErbB2-Y1139 Kaninchen-Mak Für Wb Und Elisa - P04626

Artikelnummer: CM0001343



Einführung

Phospho-HER2/ErbB2-Y1139 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, detektiert spezifisch humanes HER2, das an Tyrosin 1139 phosphoryliert ist. Geeignet für die Untersuchung von HER2-Signalwegen in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HER2/ErbB2-Y1139 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1139
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2064
GeneID	2064
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1139 von humanem ErbB2 (P04626).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Protein-Gewicht	138kDa
Versand	Eistasche