


Phospho-Histon H2Ax-S139 Kaninchen Mab Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P16104

Artikelnummer: CM0000817



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Ser139 von Histon H2AX (H2A.X). Validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu DNA-Schäden und Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H2AX-S139 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3014
Gen-ID	3014
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S139 des menschlichen Histons H2AX (NP_002096.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16104
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel