


Phospho-Histon H2Ax-S139 Kaninchen-Pab Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P16104

Artikelnummer: CM0000512



Einführung

Phospho-Histon H2AX-S139 Kaninchen-pAb erkennt menschliche, murine und rattige Ziele. Entwickelt für Studien zu DNA-Schäden, -reparatur und Zellzyklus mittels WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Forschungsgrad-Antikörper.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H2AX-S139 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Phospho-Histon H2AX-S139
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H2A
GenID	3014
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S139 von menschlichem Histon H2AX (NP_002096.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16104
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel