


Phospho-Histon H3-S10 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Ip, Db, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0000771



Einführung

Hochspezifischer Phospho-Histon H3 (Ser10) Kaninchen Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, DB, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem, Ratten-Histon H3; ideal für epigenetische und zellsignalisierende Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-S10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorausgesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel