


Phospho-Histone H3-S10/T11 Kaninchen-Pak - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001434



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der Histon H3 nachweist, das an Ser10 und Thr11 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte und vorhergesagtem breitem Spektrum. Geeignet für Studien zur Chromatindynamik und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histone H3-S10/T11 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10/T11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S10 & T11 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel