


Phospho-Histon H3 (Ser28) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001437



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Histon H3 phosphoryliert an Ser28 gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes H3 mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität. Ideal für Chromatin-, Zellzyklus- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-S28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histon H3-S28
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S28 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel