


Phospho-Histone H3-T11 Kaninchen Pab - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0001030



Einführung

Phospho-Histone H3-T11 Kaninchen pAb (Q16695/P68431) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Hohe Spezifität für Mensch, Maus, Ratte und breitgefächerte Vorhersage. Validiert für den Nachweis von phosphoryliertem Histon H3 an Thr11 in testikulären und anderen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histone H3-T11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H3
Gen-ID	8290/83535
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T11 von menschlichem HIST1H3B (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel