


Phospho-Histon H3-T3 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0000899



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Thr-3-phosphoryliertes Histon H3 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, erkennt er menschliches, murines und rattes H3 mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität. Ideal für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H3-T3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histon H3-T3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T3 von menschlichem HIST1H3A (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel