


## Phospho-Histon H3-T32 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0000649



### Einführung

Phospho-Histon H3-T32 Kaninchen pAb (AP0897) ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Targetiert phosphoryliertes Thr32 von Histon H3. Ideal für die Chromatin- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Histon H3-T32 Kaninchen pAb                                                                  |
| Anmerkungen/Alias | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histon H3-T32 |
| Spezies           | Mensch                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | H3                                                                                                   |
| GenID             | 8290/8350                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                                                                                 |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                            |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                           |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)                                        |
| SWISS             | Q16695/P68431                                                                                        |
| Proteingewicht    | 15 kDa                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                            |