


Phospho-Histon H4-S1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P62805

Artikelnummer: CM0001131



Einführung

Phospho-Histon H4-S1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte und weitere Spezies. Geeignet für Studien zu Chromatin- und Histonmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Histon H4-S1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histon H4-S1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich der S1-Stelle des menschlichen Histons H4 (NP_003529.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum prognostiziert)
SWISS	P62805
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel