


Phospho-Hsf1-S326 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q00613

Artikelnummer: CM0001873



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes HSF1 gerichtet ist, phosphoryliert an Serin 326. Geeignet für Western Blot und ELISA Anwendungen in der Hitzeschockreaktion, Faktorregulation und Stressforschung. Erkennt eine 57 kDa Bande.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSF1-S326 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HSTF1; Phospho-HSF1-S326
Spezies	Mensch
GenID	3297
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S326 von humanem HSF1 (NP_005517.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00613
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel