


Phospho-Hsp27/Hspb1-S15 Kaninchen-Mak - P04792

Artikelnummer: CM0001014



Einführung

Phospho-spezifisches kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper, das HSP27/HSPB1 an Ser15 zielt. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für menschliche Proben, detektiert ein 23 kDa Protein. Ideal für Stressreaktions- und Chaperon-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3315
GenID	3315
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S15 von menschlichem HSP27/HSPB1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel