


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - P04792

Artikelnummer: CM0001766



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HSP27/HSPB1 (Ser82). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Forschung zu Stressantwort, Chaperon-Funktion und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Spezies	Mensch
Gen-ID	3315
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S82 von humanem HSP27/HSPB1 (P04792).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04792
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel