


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Kaninchen Pab - P04792

Artikelnummer: CM0000434



Einführung

Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Kaninchen pAb detektiert endogenes Phospho-HSP27 an Ser82. Validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Ideal für die Erforschung der Stressantwort, Chaperon-Aktivität und neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3315
GeneID	3315
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S82 von humanem HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel