

Phospho-Igf1R-Y1161 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08069

Artikelnummer: CM0000943



Einführung

Phospho-IGF1R-Y1161 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für WB und ELISA. Reaktivität: Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf phosphoryliertes Y1161 von IGF1R ab, einem Tyrosinkinase-Rezeptor, der Zellwachstum und Tumortransformation reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IGF1R-Y1161 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1161
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3480
Gen-ID	3480
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1161 des menschlichen IGF1R (NP_000866.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08069
Proteingewicht	155 kDa
Versand	Eisbeutel