

Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - P08069 / P06213

Artikelnummer: CM0000541



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, der die aktivierten Formen von IGF1R (Y1165/Y1166) und INSR (Y1189/Y1190) erkennt. Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Wachstumssignalen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Art	Mensch
Gen-ID	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um Y1165 & Y1166 des menschlichen IGF1R (NP_000866.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08069, P06213
Proteingewicht	154 kDa/155 kDa/156 kDa
Versand	Eisbeutel