

Phospho-Ikba-S36 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Artikelnummer: CM0001520



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen IκBα (Ser36). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für die NF-κB-Signalwegforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IκBα-S36 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IκBα-S36
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4792
Gen-ID	4792
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S36 von menschlichem IκBα (P25963).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25963
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel