

Phospho-Ikba-Y42 Kaninchen Pab Für Western Blot - P25963

Artikelnummer: CM0001033



Einführung

Phospho-Ikba-Y42 Kaninchen pAb detektiert spezifisch den humanen, an Tyrosin 42 phosphorylierten NF-kappa-B-Inhibitor Alpha im Western Blot. Ideal für Studien zu NF-kB-Signalwegen, Immunantwort und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Ikba-Y42 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-Ikba-Y42
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4792
Gen-ID	4792
Immunogen	Synthetisches Phosphopeptid, das den Resten um Y42 des menschlichen Ikba entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierungs-Antikörper
Anwendung	WB (Western Blot)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25963
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel