


Phospho-Ikky (S376) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6K9

Artikelnummer: CM0001683



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen an Ser376 phosphoryliertes IKK γ , validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von NF- κ B-Signalwegen und Immunantwortpfaden.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Phospho-IKK γ -S376 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Phospho-IKK γ -S376
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8517
Gen-ID	8517
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S376 von humanem IKK γ (NP_003630.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K9
Proteinmasse	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Versand	Eisbeutel