

Phospho-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P06213 / P08069

Artikelnummer: CM0001126



Einführung

Der polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt spezifisch Phospho-INSR (Y1146) und Phospho-IGF1R (Y1131) in menschlichen Proben. Validiert für Western Blot und ELISA, ist er ein unverzichtbares Werkzeug für die Insulin/IGF-Signalwegforschung und die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3480/3643
GeneID	3643/3480
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1146 des menschlichen IGF1R/INSR (NP_000199.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06213/P08069
Proteingewicht	155 kDa
Versand	Eisbeutel