

Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P08069/P06213

Artikelnummer: CM0000855



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der die dualen Phosphorylierungsstellen Y1189/Y1190 auf INSR und Y1165/Y1166 auf IGF1R erkennt. Validiert für WB und ELISA in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung von Insulin/IGF-1-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3480/3643
GenID	3480/3643
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1165 & Y1166 von humanem IGF1R/INSR (NP_000199.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08069/P06213
Proteingewicht	154kDa/155kDa/156kDa
Versand	Eisbeutel