


Phospho-Irak4-Ser346 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - Q9Nwz3

Artikelnummer: CM0001395



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen IRAK4, phosphoryliert an Ser346. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem IRAK4 (Q9NWZ3), einer Schlüsselkinase in der angeborenen Immunsinalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRAK4-Ser346 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51135
Gen-ID	51135
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Ser346 von humanem IRAK4 (NP_057207.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NWZ3
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel