

Phospho-Ire1-S724 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75460

Artikelnummer: CM0001061



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen IRE1 (ERN1) phosphoryliert an Ser724 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung von ER-Stress und UPR-Wegen in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRE1-S724 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Spezies	Mensch, Maus, Ratte
Gen-ID (Mensch)	2081
Gen-ID	2081
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S724 von menschlichem IRE1 (NP_001424.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75460
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel