

Phospho-Ire1-S724 Kaninchen Pab - O75460

Artikelnummer: CM0001877



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Phospho-IRE1 (S724) für WB, IHC-P, ELISA-Anwendungen. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von ER-Stress und ungefalteten Proteinantwort-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRE1-S724 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2081
GeneID	2081
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S724 von humanem IRE1alpha (NP_001424.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75460
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel