

Phospho-Irf3-S386 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q14653

Artikelnummer: CM0001275



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes IRF3 an Position S386, validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murine und Ratten-IRF3. Geeignet für die Untersuchung von Interferonsignalwegen und angeborenen Immunwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRF3-S386 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3661
GeneID	3661
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S386 des menschlichen IRF3 (NP_001562.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14653
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel