


Phospho-Irs1-S1101 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P35568

Artikelnummer: CM0000557



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen IRS1 phosphoryliert an Ser1101 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Insulin-Signaltransduktion und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRS1-S1101 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S1101
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3667
Gen-ID	3667
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S1101 von humanem IRS1 (NP_005535.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35568
Proteingewicht	132kDa
Versand	Eisbeutel