

## Phospho-Irs1-S307 (Menschenspezifisch) Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Artikelnummer: CM0001499



### Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen IRS1 pS307 (menschenspezifisch), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Insulin-Signalwegen, metabolischen Erkrankungen und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-IRS1-S307 (Menschenspezifisch) Kaninchen pAb                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | HIRS-1; Phospho-IRS1-S307 (Menschenspezifisch)                                                                            |
| Art               | Mensch                                                                                                                    |
| GeneID            | 3667                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S307 des menschlichen IRS1 (NP_005535.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | P35568                                                                                                                    |
| Proteinmasse      | 132 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |