

Phospho-Irs1-S312 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Western Blot - P35568

Artikelnummer: CM0001213



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes IRS1 an Serin 312. Validiert für Western Blotting mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte, geeignet für Studien zu Insulinsignalgebung und Stoffwechsel. - P35568

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRS1-S312 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S312
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3667
Gen-ID	3667
Immunogen	Synthetisches Peptid – ein phosphospezifisches Peptid, das Sequenzen rund um S312 von humanem IRS1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35568
Proteinmasse	132 kDa
Versand	Eisbeutel