

Phospho-Irs1-S612/S636 Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Artikelnummer: CM0000749



Einführung

Phospho-IRS1-S612/S636 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem IRS1. Wichtiges Werkzeug für Studien zur Insulin-Signalübertragung und Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRS1-S612/S636 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612/S636
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3667
GeneID	3667
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S616 von humanem IRS1 (NP_005535.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35568
Protein-Gewicht	132kDa
Versand	Eistasche