

Phospho-Irs1-S636/639 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P35568

Artikelnummer: CM0001602



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen an Ser636 und Ser639 phosphoryliertes IRS1. Validiert für Western Blot und ELISA in menschlichen Proben. Erforschen Sie die Insulin-Signalübertragung und Diabetesforschung mit diesem hochwertigen Antikörper.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Bemerkungen/Alias	Art	Gen-ID (Mensch)	Gen-ID	Immunogen	Quelle	Kategorie	Anwendung	Kreuzreaktivität	SWISS	Proteinmasse	Ve
Phospho-IRS1-S636/639 Rabbit pAb	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636/639	Mensch	3667	3667	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S636 und S639 des menschlichen IRS1 (NP_005535.1).	Kaninchen	Phosphorylierte Antikörper	WB, ELISA	Mensch	P35568	132 kDa	Eis