

Phospho-Jak2-Y1007/1008 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0001440



Einführung

Das Phospho-JAK2-Y1007/1008 Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt spezifisch phosphoryliertes humanes JAK2 an Y1007/Y1008. Validiert für WB und ELISA, ideal für die Erforschung der JAK-STAT-Signaltransduktion in der Krebs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JAK2-Y1007/1008 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JTK10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3717
GeneID	3717
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich Y1007 & Y1008 des humanen JAK2 (NP_001309123.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60674
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel