

Phospho-Jak2-Y1008 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0001758



Einführung

Phospho-JAK2-1008 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes JAK2, phosphoryliert bei Tyr1008, eine kritische Aktivierungsstelle in der Zytokin-Signalgebung und Chromatinregulation. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JAK2-Y1008 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3717
GenID	3717
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1008 von humanem Phospho-JAK2-Y1008 (NP_004963.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60674
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel