

Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Kaninchen-Pak - P45983 / P45984 / P53779

Artikelnummer: CM0000687



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Aktivierungsstellen von JNK1/2/3 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Entwickelt für die Forschung an Mensch und Maus im Bereich der Stresssignalisierung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Kaninchen-pAK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5599/5601/5602
GenID	5599/5601/5602
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von T183 & Y185 des humanen JNK1/2/3MAPK8 (NP_620637.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P45983/P45984/P53779
Proteingewicht	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Versand	Eisbeutel