

Phospho-JunB-S259 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P17275

Artikelnummer: CM0001470

Einführung

Phospho-JunB-S259 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) in Human, Maus, Ratte. Erkennt den Transkriptionsfaktor JunB, der an Serin 259 phosphoryliert ist, ideal für die Erforschung des AP-1-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JunB-S259 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; Phospho-JunB-S259
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3726
Gen-ID	3726
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Regionen um S259 von humanem Phospho-JunB-S259 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17275
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eistasche