

Phospho-Lamin A/C-S22 Kaninchen Pab Für Wb, Ip, Elisa - P02545

Artikelnummer: CM0001075



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen phosphoryliertes Lamin A/C an Serin 22. Validiert für WB, IP, ELISA in Human- und Rattenproben. Ideal für Studien zur Kernlamina und Chromatinorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Lamin A/C-S22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Phospho-Lamin A/C-S22
Spezies	Human
GeneID (human)	4000
GeneID	4000
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P02545
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel