

Phospho-Lat-Y171 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - 043561

Artikelnummer: CM0001956

Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes Tyrosin 171 des humanen LAT, einem Schlüsseladapter in der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen in der Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-LAT-Y171 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAT1; pp36; IMD52; Phospho-LAT-Y171
Spezies	Human
GeneID (human)	27040
GeneID	27040
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y171 von humanem LAT (NP_001014987.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O43561
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel