


Phospho-Lats1-S909/Lats2-S872 Kaninchen Pab - O95835 / Q9Nrm7

Artikelnummer: CM0000703



Einführung

Phosphospezifisches Kaninchen-polyclonales Antikörper, das LATS1 (S909) und LATS2 (S872) erkennt, für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für humane Proben; zielt auf wichtige Tumorsuppressoren des Hippo-Signalwegs ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	phospho-LATS1-S909/LATS2-S872 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-S909/LATS2-S872
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S909 von humanem LATS1 (NP_004681.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95835/Q9NRM7
Proteinmasse	76 kDa/126 kDa
Versand	Eisbeutel