


Phospho-Lats1-T1079+Lats2-T1041 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - O95835 / Q9Nrm7

Artikelnummer: CM0001759



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der phosphoryliertes LATS1 (T1079) und LATS2 (T1041) erkennt. Ideal für Hippo-Signalwegstudien mittels WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Validiert in menschlichen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9113/26524
GenID	9113/26524
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T1079 und T1041 von humanem LATS1/ LATS2 (NP_004681.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95835/Q9NRM7
Proteingewicht	76kDa/126kDa
Versand	Eisbeutel