


Phospho-Lck-Y394 Kaninchen Pab - P06239

Artikelnummer: CM0001510



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper nachweist phosphoryliertes LCK an Tyr394 bei Mensch und Maus. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA in Studien zur T-Zell-Rezeptor-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-LCK-Y394 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3932
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y394 des humanen LCK (NP_005347.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06239
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel