


Phospho-Lcp2-Y145 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q13094

Artikelnummer: CM0000732



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes LCP2 an Y145. Validiert für WB und ELISA; erkennt humanes und murines Protein. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Rezeptor-Signalgebung und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-LCP2-Y145 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD81; SLP76; SLP-76; Phospho-LCP2-Y145
Spezies	Human
GeneID (Human)	3937
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y145 von humanem LCP2 (NP_005556.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13094
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel