

Phospho-Lyn-Y397 Kaninchen Mab - P07948

Artikelnummer: CM0000445



Einführung

Phosphospezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Lyn (Tyr397) für WB, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Lyn-Kinase-Aktivierung bei Immunantwort, Hämatopoese und Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Lyn-Y397 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Phospho-Lyn-Y396
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4067
Gen-ID	4067
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position Y396 von menschlichem Lyn (P07948).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07948
Proteinmasse	56 kDa/59 kDa
Versand	Eisbeutel