

Phospho-Map2K1-S217/Map2K2-S221 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02750 / P36507

Artikelnummer: CM0001753



Einführung

Phospho-spezifischer, polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von MAP2K1 (phospho S217) und MAP2K2 (phospho S221). Geeignet für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal zum Studium der MAPK/ERK-Signalweg-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEK1/MEK2; Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5604/5605
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S217 & S221 von humanem MAP2K1/MAP2K2
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750/P36507
Proteingewicht	40kDa/43kDa/44kDa
Versand	Eistasche