

Phospho-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P46734 / P52564

Artikelnummer: CM0000457

Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes S189 von MAP2K3 und S207 von MAP2K6, validiert für Western Blot und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Untersuchung stressaktivierter MAP-Kinase-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Spezies	Human
GeneID (human)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S207 von humanem MAP2K3/MAP2K6 (NP_002747.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P46734/P52564
Versand	Kühltasche