


Phospho-Map2K4-S257 Kaninchen Pab Für Western Blot, Elisa - P45985

Artikelnummer: CM0001736



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes MAP2K4 an Serin 257. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zentrales Werkzeug für die Erforschung von Stress-Kinase-Signalwegen, Apoptose und Immunhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K4-S257 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-S257
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6416
Gen-ID	6416
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S257 des humanen MAP2K4 (NP_003001.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45985
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel