


Phospho-Map2K4-T261 Kaninchen Pab - P45985

Artikelnummer: CM0000940



Einführung

Phospho-MAP2K4 (Thr261) polyklonaler Kaninchen-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt MAP2K4 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von stressaktivierten JNK- und p38-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K4-T261 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6416
GenID	6416
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45985
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel